

VACUMTERAPIA CON ONDAS RUSAS

FUNCIONES

La bomba de vacío especialmente diseñada puede mejorar rápidamente el tamaño y la forma del pecho, sin ningún dolor ni amenaza para la salud, no implica inyección de silicona ni sujetador de empuje y relleno, te haría tener un pecho natural y bonito según el período fisiológico.

1. La bomba de vacío puede absorber partículas de grasa y líquidos, y luego hacer que entren en el tejido y las células mamarias, dejando la mama más desarrollada.
2. Expulsa la toxina y purifica el sistema linfático, refina los poros de la piel, reconstruye la piel, mejora la microcirculación, mejora la elasticidad del colágeno, levanta los músculos caídos, resiste las arrugas, activa la piel. Retire la bolsa del ojo y la doble mandíbula, elimine las arrugas y La telangiectasia y trate la subsalud.
3. la hormona pituitaria Estimula, mejora la elasticidad y la fibra del tejido muscular, reanuda la elasticidad y suavidad de los senos, levanta y desarrolla los senos, mejora la forma de los senos, mejora la succión del pezón, estabiliza el efecto del tratamiento.
4. Acelera la transformación de ácidos grasos, elimina de manera segura y efectiva el exceso de grasa, reduce el peso, adelgaza el cuerpo, elimina el exceso de grasa en el vientre, mejora la forma de las piernas, reafirma la piel, se puede aplicar para exfoliación, terapia de percusión puntual, desintoxicación linfática, tratamiento de la celulitis, mejora los glúteos para lograr un contorno corporal perfecto.
5. Este dispositivo especialmente diseñado puede mejorar rápidamente el tamaño y la forma del trasero sin necesidad de inyecciones de silicona o cirugía.

Desarrollo mamario:

1. Elija la copa de pecho según las necesidades del cliente, conecte la copa y el enchufe del aspirador.
2. Deja que los clientes duerman medio para estirar el pecho, cubre el pecho con un paño de plástico, no lo apliques en personas con pecho hundido.
3. Gire la perilla de presión de aire hasta el punto más alto de la taza, gire la perilla de fuerza hasta el punto más bajo, luego presione para elegir la inspiración y gire la perilla de ritmo para levantar los senos (o presione el ritmo corporal 1, el ritmo corporal 2 y el levantamiento de senos alternativamente).
4. Ponga la copa en el pecho y deje el pecho y la Copa muy cerca. Para personas con diferentes tamaños de senos, se sugiere aplicar el instrumento en un lado más pequeño 5 veces antes de aplicar en dos lados juntos.
5. Ajuste la perilla de fuerza de débil a fuerte y luego ajuste la presión del aire hasta que los clientes se sientan cómodos.
6. Después de 20 minutos, gire la perilla de presión de aire hasta el punto más alto, gire la perilla de fuerza hasta el punto más bajo para quitar la copa, y aplique la crema de levantamiento de senos.

Tratamiento de masaje rítmico (movimiento de la yema del dedo):

1. Elija el tipo apropiado para mover la punta del dedo, conecte la taza y el enchufe de inspiración con un tubo flexible.
2. Gire la perilla de presión de aire hasta el punto más alto de la taza, gire la perilla de fuerza hasta el punto más bajo, luego presione encendido y la opción funcional para

elegir inspiración y gire la perilla de ritmo al ritmo facial o al ritmo corporal (o presione el ritmo corporal 1, ritmo corporal 2 alternativamente). Ritmo facial 1 y 2 alternativamente).

3. Ajuste la perilla de fuerza de débil a fuerte y luego ajuste la presión del aire hasta que los clientes se sientan cómodos.

4. Después de 20 minutos, gire la perilla de presión de aire al punto más alto y gire la perilla de fuerza al punto más bajo para quitar el dedo móvil.