

CAVITADOR 3 EN 1 (2.0)

Característica

3 sondas individuales, cuidado más profesional:

1.Sonda de cavitación 40K para adelgazamiento corporal... Adopta una fuerte onda de sonido para hacer vibrar las células de grasa rebeldes. Con su ayuda, las células se calientan, se licuan en trozos pequeños y finalmente el cuerpo las excreta fácilmente.

2.Sonda RF de 3 polos Para rejuvenecimiento facial... Conduce energía de radiofrecuencia en la piel profunda para calentarla, estimulando el colágeno interior para reconstruir y proliferar. Después de su uso, encontrará su cara suave, elástica y juvenil.

3.Sonda RF de 6 polos para dar forma al cuerpo... La energía de RF más fuerte se utiliza para la piel flácida en todo el cuerpo. Al rellenar el espacio en la dermis con fibras de colágeno para recién nacidos, levanta y reafirma eficazmente la piel, y recuperará un contorno corporal perfecto.

4.Pantalla táctil de alta definición... Muestra toda la información operativa claramente, y puede tocarla directamente para ajustar el modo, la hora y la potencia, etc.-incluso los nuevos usuarios pueden acostumbrarse rápidamente.

5.Irradiación adicional de luz roja... Cada sonda está equipada con cuentas LED que brillan los rayos rojos durante el funcionamiento. Como "la luz de la vida", puede reparar la piel dañada, mejorar la actividad celular y acelerar el metabolismo para nutrir aún más la piel.

Operación

1. Limpia la piel y aplica un poco de gel.
2. Conecte la máquina con una fuente de alimentación.
3. Elija una sonda y conéctela a la máquina.
4. Presione el interruptor de encendido en el lateral para encender la máquina.
5. Ajuste el modo, la hora y el encendido de la pantalla.
6. Presione "iniciar" en la pantalla, luego aplique la sonda en la piel para usar.

Precaución

1. Debe aplicar un medio acuoso (como aceite esencial adelgazante, etc.) a su piel antes de la operación, de lo contrario el proceso operativo puede ser perjudicial para la máquina e incluso dañarla.
2. La Sonda de operación no debe permanecer en una parte del cuerpo durante demasiado tiempo y debe evitar cualquier parte del cuerpo con huesos debajo.
3. Quítese las decoraciones metálicas de su cuerpo antes de la operación.
4. Cuando use la máquina continuamente durante 1 hora, debe dejar de usarla y esperar 10 minutos antes de reutilizarla.
5. Puede experimentar tinnitus al usar la sonda de cavitación 40K. Este es un fenómeno normal porque su onda de sonido está más allá del rango de longitudes de onda que los humanos pueden escuchar.