

ELECTROPORADOR RADIOFRECUENCIA FACIAL PORTATIL

Sobre el producto:

-Nutre y nutre la cara y el cuello, elimina el acné, reduce los poros, previene las arrugas, aprieta y blanquea-**Terapia de mesoporos no porosos:** utiliza pulsos especiales generados por corrientes eléctricas de doble clic, los nutrientes se introducen directamente en la dermis de la piel. -- **Inducción de electroporación:** corriente eléctrica especial activa las células de la piel, Permitiendo que los ingredientes eficaces de la crema para el cuidado de la piel entren directamente en la dermis. ¡Aumenta la absorción de la piel 10 veces!-**Corriente de RF:** calentamiento de resistencia de alta frecuencia, que mejora eficazmente la flacidez de la piel, las arrugas y el envejecimiento, promueve la circulación linfática y sanguínea y otros cuidados. -- **Fototerapia LED:** Repara y cura pequeños huecos en la electroporación, tratando la piel ultrafina en una posición central y sin agujas, con efectos sedantes y antiinflamatorios en los poros de la piel.

Introducción:

EMS (Estimulación Muscular Eléctrica), mesoporación, electroporación, RF (radiofrecuencia), LED

Microcorriente:

Se utilizan cuatro elementos para garantizar que la corriente eléctrica funcione aleatoriamente y estimule el tejido muscular muy suavemente, causando un movimiento muscular secundario que preserve la elasticidad y la flexibilidad de la piel.

Electroporación:

Introduciendo Esencia de belleza en su piel, esta máquina de belleza se utiliza para la inyección de colágeno sin aguja. Los componentes macromoleculares como el colágeno y el ácido hialurónico no pueden penetrar fácilmente la capa profunda de la piel desde la superficie. Pero con nuestra tecnología especial llamada "Electroporación" puede lograr un alto nivel de eficacia sin ningún dolor.

Mesoporación:

La penetración de importación nutricional en comparación con los iones de la superficie de la piel es de 1mm aproximadamente 10 veces, 4mm aproximadamente 27 veces. Los ingredientes activos en

la piel. Que puede funcionar de manera eficiente, por lo que realmente siente la mejora de la piel y retrasa el efecto de envejecimiento.

RF:

Para desintoxicación, drenaje linfático, mejorar la circulación sanguínea. La energía eléctrica tiende a seguir la distancia más corta entre dos electrodos. Cuando la electricidad corre a través del tejido vivo, el alto flujo de energía genera calor como una característica de la energía eléctrica y la resistencia a la electricidad por el tejido vivo. Esta es otra característica de Dr. Arrivo que adapta la electricidad para ser suave con la piel.

LED:

Para el tratamiento de lesiones de acné. Funciona de manera eficiente sin dañar la piel mediante el uso de una luz LED especialmente sensible desarrollada exclusivamente para equipos de belleza.

Características:

1. Usar 3 veces a la semana durante 10 minutos cada vez.
 2. Es fácil de llevar y se puede sostener en la mano.
 3. Adecuado para pieles con daño UV, propensión al acné y manchas, suavizando arrugas y arrugas, previniendo el envejecimiento de la piel y combatiendo la pigmentación.
 4. Adecuado para: facial/puente nasal/frente/barbilla/bolsas de ojos y cuidado de arrugas. Las luces LED se utilizan para proporcionar cuidado y tratamiento de la piel sin dolor, aumentando la producción de colágeno para hacer que la piel se rellene y tratando el acné leve a moderado.
- 5 rayos pueden resolver los problemas de la piel: Luz roja (620nm): Promueve la regeneración de colágeno, hace que la piel sea elástica y es adecuada para la piel arrugada. Luz verde (520nm): se utiliza para suprimir la melanina de la piel y blanquear la piel. Luz azul (415nm): elimina el acné, contrae los poros, mejora la grasa de la piel, elimina y suprime las bacterias de los poros. Luz amarilla (590nm): hidrata la piel, ilumina el cutis y previene alergias. Luz rosa (700nm): blanquea la piel, adecuada para pieles opacas y complejas. Flash rosa: fortalece la absorción del líquido o gel de belleza.