

HIDROFACIAL PROFESIONAL CON MASCARA

¿Cómo funciona?

- Es el único equipo de dermoabrasión HYDRA que combina limpieza, exfoliación, extracción, hidratación y protección antioxidante simultáneamente.
- Limpia eficazmente el exceso de secreciones de sebo de la piel, limpia los bloqueos de sebo en los poros de la piel y elimina el acné, los puntos negros y los poros dilatados. Aclara la pigmentación, trata el acné, levanta la cara, suaviza las arrugas y mejora los contornos faciales.
- El dispositivo H2O2 7-in-1 combina 7 programas independientes. Es adecuado para diferentes edades y tipos de piel. Adecuado para uso en el hogar y salones de belleza.

Usando una poderosa varita con una punta de silicona, la succión al vacío se entrega a la piel que lleva agua, sueros específicos, ácidos alfa y beta hidroxílicos para aflojar las células muertas de la piel, el sebo y las impurezas, levantarlos suavemente mientras hidrata la piel simultáneamente.

1. La Punta de silicona abrasiva luego exfolia y extrae suavemente las impurezas, incluidos los puntos negros y blancos, aspirándolos.
2. La piel limpia y exfoliada es muy receptiva y absorbe al máximo cualquier tratamiento aplicado a partir de entonces. Antioxidantes específicos, antienvjecimiento, antimanchas, antiacné y muchos otros tratamientos específicos se aplican después del procedimiento para una mejor penetración y resultados.

¡Este no es un simple tratamiento facial, es un tratamiento cutáneo administrado profesionalmente, vigorizante, avanzado y de grado médico que puede cambiar su piel para siempre!

Aplicación:

- 1 Rejuvenece la piel dañada por el sol: cara, cuello, hombros, espalda, brazos y piernas.
- 2 Reduce las manchas de la edad
- 3 Minimiza la coloración de la piel con manchas
- 4 Reduce el acné y las cicatrices superficiales de lesiones pasadas
5. Elimina los puntos negros y blancos
- 6 Reduce la piel grasa
- 7 Mejora la salud general de la piel

FUNCION 7 EN 1

A.Peeling acuático:

Exfoliación no invasiva para limpiar, exfoliar, extraer e hidratar la piel de forma segura e indolora.

B. Sonda de ultrasonido:

A través de 1 a 3 millones de vibraciones, la esencia penetra profundamente en la piel, masajea suavemente las células, promueve el metabolismo,

Aumenta la viabilidad celular y mejora la circulación sanguínea y linfática.

C.Limpieza por vibración del depurador de la piel:

Blanqueamiento, piel muerta, eliminación de puntos negros

D.Sonda de elevación bipolar:

Mejora las líneas finas en los ojos, mejora la firmeza e ilumina los ojos, estiramiento facial/estiramiento de la piel/suavizado de arrugas/cara

Contorneado

E.Martillo frío:

Reduce los poros, tensa la piel, elimina las arrugas, promueve la regeneración de colágeno, elimina el enrojecimiento y la sensibilidad, y oscurece

Círculos y bolsas debajo de los ojos.

F.Boquilla de pulverización:

Combinando con la esencia, el instrumento produce oxi-hidrógeno, que puede penetrar rápidamente en la dermis a través de alta Inyección a presión.

G. Mascara led

Contiene 6 colores para diversos tratamientos