

IPL LESCOLTON PROFESIONAL PORTATIL

Características

1. Aplicable: voltaje de funcionamiento de 100 ~ 240V, adecuado para todos los países del mundo.
2. Permanente: IPL funciona dentro de los poros, destruir la papila del pelo, así logra la depilación permanente
3. Larga vida útil: lámpara de cuarzo para depilación con mayor vida útil y uso duradero
4. Cero consumibles, sin medio, sin consumibles
5. Indoloro: cinco niveles de energía óptimos ajustables según la tolerancia de la piel. Proporciona un tratamiento suave sin dolor y fácilmente, sin dañar la piel.
6. Área de tratamiento rápida y grande: tamaño del punto de 3,9 cm cuadrados, ni demasiado grande ni demasiado pequeño para cualquier curva del cuerpo, alta eficiencia y velocidad rápida que solo toma varios minutos para eliminar el vello regenerativo superpuesto, lo cual es difícil para el método tradicional de depilación
7. Seguro: No influye en la secreción normal de sudor y sebo
8. Conveniente: diseño portátil y fácil de llevar
9. Capacidad de detección de piel: El LED verde brillante se ilumina cuando la unidad está lista para funcionar
10. Pantalla LCD: La pantalla LCD muestra claramente el nivel de energía y los tiempos de parpadeo restantes.
11. Dos modos de operación: manual y automático

Puntas de intervalo de operación

1. Uso dos veces durante las primeras cuatro semanas.
2. Úselo una vez durante las segundas cuatro semanas.
3. Cuando el cabello deje de crecer o solo crezca un poco de cabello fino, use al menos 1 vez al mes para mantener

La Frecuencia de uso puede variar según la situación individual.

* Cambie los tiempos de operación según la densidad real del cabello. El intervalo de operación varía con las diferentes situaciones individuales.