

Funciones:

El lápiz láser de picosegundos está fabricado con ABS de alta calidad y componente electrónico. Luz LED azul, tiene cuatro engranajes de intensidad energética y nueve engranajes de frecuencia de trabajo. Su ancho de pulso es corto, apenas produce efecto de luz y calor, no daña el tejido intacto. Puede romper directamente el pigmento oscuro con energía potente y rápida para lograr el objetivo de mejorar la piel. Sin dañar o dañar el tejido de la piel. Garantizará menos tiempos de tratamiento y mejores efectos de tratamiento, más seguro de aplicar. El producto es ampliamente aplicable a los clientes, el uso a largo plazo garantizará un efecto más obvio, es más duradero y seguro. ¡Luz LED roja,[-¡Tiene cuatro marchas de intensidad energética y tres [-] engranajes de frecuencia de trabajo. Diseñado para tratar tipos de problemas de la piel. Seguro y sin dañar el tejido de la piel, este bolígrafo puede ayudarte a eliminar lunares/acné, reducir los poros, diluir pecas/melanina, lavar Tatuajes/tatuajes de cejas, etc. Más preciso, solo necesita menos tiempos de tratamiento para lograr mejores efectos de tratamiento. Adecuado para uso doméstico, salón de belleza y centro de formación.

Características:

1. Ancho de pulso corto, apenas produce efecto de luz y calor.
2. La energía potente y rápida rompe el pigmento oscuro directamente.
3. Sin ningún daño al tejido de la piel.
4. Menos tiempos de tratamiento, mejores efectos del tratamiento.
5. Amplia gama de aplicaciones para clientes, más duradera y segura.

Especificaciones:

Tipo de artículo: bolígrafo láser de picosegundos

Material: ABS, componente electrónico

Color: como muestra la imagen

Color DE LA LUZ LED: azul, rojo

Tipo de enchufe: EE. UU

Voltaje: 110-220V

Intensidad energética: 4 engranajes

Tiempos de emisión láser: 2000000 rondas

Peso del paquete: aprox. 450g

Tamaño: aprox. 19x3,5x3,5 cm/7,48x1,38x1,38 pulgadas

Método de operación:

Uso general y precauciones:

1. Ponga en marcha el aparato y la pantalla digital mostrará que está encendido.
2. Presione el botón de selección de modo de frecuencia para seleccionar la frecuencia, luego configure el tamaño de la Energía de salida
3. Después de configurarlo, presione el interruptor de emisión láser para producir energía.
4. Durante la operación, use gafas protectoras
5. Mantenga la máquina limpia y evite el contacto con otros contaminantes
6. Sin operación no autorizada de la mano
7. Después de su uso, manténgalo correctamente después de la limpieza

Picosegundo de luz roja:

Después de la pantalla normal del tubo digital, presione el botón de frecuencia, la selección actual tiene tres [-].

Modos de frecuencia, modo de luz 1.2.3, a través del botón de aumento de energía para ajustar el tamaño, ¡presione el interruptor [!-] de la configuración Después, la máquina se quedará sin luz y se apagará. Después de eso, la máquina se puede apagar.

Picosegundo de luz azul:

Después de la luz del tubo digital, se pulsa el botón de frecuencia y el rayo azul tendrá nueve [!-].

Modos de frecuencia 1 a 9 fuera del modo de luz, presione el botón de incremento de energía para ajustar el tamaño de la energía, ¡termine!-] el ajuste y la salida del láser, y operar la máquina de cierre, la luz azul emite un láser cada vez

El paquete incluye

1 x bolígrafo láser de picosegundos

1 x gafas protectoras

1 adaptador de corriente

1 manual de usuario en inglés