

Descripción

Características:

Este artículo combina dos tratamientos de cuidado de la piel: 1. El tratamiento de limpieza profunda utiliza ondas continuas para eliminar las células muertas de la superficie de la piel para que su piel se sienta refrescante, rejuvenecida y ultra suave. 2. El tratamiento de sonoforesis utiliza ondas pulsantes para aumentar la permeabilidad de tu piel, ayudando a la absorción efectiva de sueros. Esto combinado con el aumento de la circulación de las ondas ultrasónicas ayuda a rebajar la piel, reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas.

Función:

1. Limpieza Profunda: una forma de ángulo de 45 grados para acelerar el metabolismo de las células epidérmicas y renovar su tasa de actualización normal, mejorar la caída de las células aberrantes envejecidas e irregulares, suavizar la queratina, reordenar las células epidérmicas mientras restaura la elasticidad de la piel y vuelve a tener una piel firme, suave y delicada. 2. Nutrición líder y activación de la piel al adoptar la teoría de la vibración ultrasónica y el efecto típico, puede promover la circulación sanguínea dentro de la dermis, acelerar el retorno linfático, descarga la toxinas acumuladas en la piel más profunda y elimina las células muertas para evitar la acumulación de células de la capa córnea en exceso, haciendo que la humedad y la nutrición se transfieran rápidamente, Mejora la penetración de las células, fortalece la absorción del producto para el cuidado de la piel, mejora la hidratación de la piel.

Notas:

1. Antes y después de usar el producto, limpie el cabezal de la pala inoxidable con alcohol.
2. No impacte ni choque
3. No permanezca en la piel durante más de 3 segundos. Si se siente caliente, quítelo y verifique la máquina inmediatamente