

## **Descripción**

**Máquina facial de microdermoabrasión diamante mejorada**

Consejos de calentamiento: No lo use en estas áreas  
(1. Piel sensible, 2. Erupción cutánea, 3. Piel dañada,  
inflamada o infectada, 4. Cicatriz quirúrgica de menos de  
12 meses, 5. Piel hinchada, 6. Las sondas no pueden  
apuntar a la bola del ojo)

### **Efecto**

1. Mejora la piel áspera
2. Tono apagado y desigual
3. Elimina la pigmentación
4. Ayuda a curar las cicatrices causadas por las erupciones cutáneas y el acné

### **Paquete incluido:**

- 1 x Máquina de dermoabrasión
- 1 x paquete x esponja de filtro
- 4 cabezales de dermoabrasión (180/240/200/240)
- 1 línea UCB

Nota: Mantenga presionado el botón de encendido durante  
3 segundos.