

PALETA ULTRASONICA METALICA

Descripción

- **Tecnología ultrasónica** :La tecnología ultrasónica utilizada en este depurador facial proporciona una limpieza profunda de los poros, eliminando la suciedad y las impurezas para una tez más radiante.
- **Terapia del fotón del LED** :La Función de terapia de fotones LED ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas, dejando su piel con un aspecto juvenil y revitalizada.
- **EMS Peeling Facial** :La característica de peeling facial EMS ayuda a exfoliar la piel, eliminando las células muertas de la piel y dejándola con un aspecto suave y fresco.
- **Poros limpio del ion** :La Función de limpieza de poros de iones ayuda a limpiar los poros, eliminando el exceso de aceite y las impurezas para una tez más equilibrada.

Característica

1. operación de un botón, simple y conveniente
2. Blackhead limpiador y masaje su cara
3. luz azul para sedación, limpieza profunda para poros gruesos
4. anti-envejecimiento luz roja, mejorar la opacidad de la piel y mejorar la elasticidad
5. Ejercicio EMS levantando los músculos faciales
6. La vibración de la onda de radio de alta frecuencia penetra profundamente en la piel, estimula la secreción del colágeno, activa fibras del colágeno, y reduce arrugas
7. ABS material respetuoso del medio ambiente, el cuerpo está formado integralmente, por lo que es más fácil de sostener

Especificación

Tipo del artículo: Depurador ultrasónico

Color: Gris

Material:ABS

Entrada: 5V 1A

Frecuencia de vibración: 25000Hz

Batería: 400mAh

Tiempo de carga: 1,5 horas

Peso: 78g

Tamaño: 17*4cm/6,69*1.57in

El producto incluye

- 1 * máquina principal
- 1 * USB
- 1 * Manual
- 1 * Caja

Función

1. Limpieza Profunda, penetrar en los músculos de la piel para absorber la suciedad, eliminar eficazmente el envejecimiento de la

queratina, acné de la espinilla, regular el equilibrio de la piel de agua y aceite

2. La revitalización de la piel, el ultrasonido de alta potencia vibra las células de la piel, activa el colágeno celular, aumenta permeabilidad de la célula, y deja la piel brillante y elástico

3. reafirmante, efectos de corriente de baja frecuencia en los músculos de expresión, contornos firmes y líneas de elevación para lograr el efecto de la cara V