

CENTRIFUGA PLASMA

Características:

- * La plataforma giratoria centrífuga de plástico de ingeniería ABS especial de alta resistencia garantiza que los tubos de centrífuga no se dañen fácilmente.
- * La centrífuga eléctrica es un instrumento experimental de separación centrífuga, que utiliza la fuerza centrífuga de rotación para separar las sustancias en la solución en capas.
- * La velocidad máxima de la centrífuga de baja velocidad es de 4000R/min, y el rango de tiempo es de 0-60 minutos o normalmente abierto. Tiene las ventajas de un funcionamiento estable, tamaño pequeño, aspecto hermoso, aumento de baja temperatura, alta eficiencia y amplia aplicabilidad.
- * Este instrumento es ampliamente utilizado en hospitales, laboratorios químicos y bioquímicos para el análisis cualitativo de suero, plasma, inmunidad, etc.
- * Hay 4 pies de succión de goma en la parte inferior, que pueden ayudar a que la máquina se adhiera a la mesa firmemente y trabaje de manera estable.

Especificación:

Nombre: Centrífuga eléctrica

Material: plástico

Voltaje: 220V ; 230V

Frecuencia: 60Hz ; 50Hz

Velocidad: 0-4000rpm

Fuerza centrífuga relativa máxima: 1790xg

Capacidad: 6*20ml