

COLCHON ANTIESCARA - UNICARE

Colchón anti escaras UNICARE, es un producto esencial para el cuidado de pacientes en casa, este colchón ayuda a reducir las úlceras por presión con un sistema de flujo alternamente, donde cada una de las celdilla de aire se infla y desinfla para crear una superficie que distribuye equitativamente el peso del paciente y elimina los puntos de presión. Cada burbuja de aire está sellada para asegurar una excelente durabilidad y dificultad de quiebre.

Las características del colchón anti escaras son:

Material PVC, de alta calidad, para mayor duración. Tamaño: 200 cm x 90 cm. Altura de cada burbuja inflada: 6.5 cm. Soporta 125 Kg de peso. Incluye soporte para facilitar la colocación en la cama. La Bomba alterna inflado y desinflado de las burbujas de aire silenciosamente. La presión se puede ajustar, brindando mayor confort y mejores resultados. Flujo de aire: 5 LPM. Tiempo de ciclo: 5 minutos.