

## **ULTRASONIDO TERAPIA COMBINADA**

El SonicPulse combina las dos modalidades más probadas, ultrasonido y tecnología TENS para el alivio del dolor en un dispositivo compacto y elegante. El calor profundo del ultrasonido terapéutico y la terapia TENS se pueden usar simultáneamente para ayudar a los pacientes a tratar el dolor muscular crónico y agudo. Nuestro nuevo diseño innovador presenta un ciclo de trabajo aumentado del 50 % con tres preajustes de modo fáciles de usar, más 30 mA de terapia TENS. Esta versátil unidad portátil viene con:

Estuche de transporte, adaptador de CA y gel de ultrasonido para uso en la oficina o móvil.

Combina ultrasonido terapéutico y TENS para pacientes que necesitan una terapia más fuerte

Cabezal de sonido de aluminio de 4 cm<sup>2</sup> de diseño ergonómico

Presenta una frecuencia de 1 MHz con 3 niveles de potencia y 30 mA de terapia TENS para un tratamiento terapéutico profundo

Relación de no uniformidad del haz (BNR) 5:1 máx.

Diseño pequeño y único que es fácil de operar y portátil

Tres tiempos de tratamiento (5 min, 10 min o 15 min)

Apagado automático de energía después de 10 minutos

Viene completo con dispositivo

Un electrodo de tela blanca de 2" x 4", cable conductor

Adaptador de CA

Gel de transmisión de ultrasonido, Guía de inicio rápido

Manual de instrucciones

Fuente de alimentación: adaptador de AC/DC