

TENS + EMS MULTI STIM PLUS

MULTI STIM PLUS – EV-906 es un dispositivo de TENS & EMS con 4 canales de alta calidad para utilizar con 8 electrodos.

Los usuarios ahora pueden seleccionar entre diferentes modos y operar el dispositivo a través de 4 canales individuales con 8 electrodos. Puede usar este dispositivo para aplicaciones de estimulación TENS o EMS. Con un procesador más potente que nunca, este dispositivo ofrece a los médicos y pacientes la capacidad de tener un dispositivo de estilo «Clínico» en una versión portátil.

Esta unidad es un estimulador combinado de TENS y EMS que puede usarse para aliviar el dolor y estimular los músculos. El dispositivo dispone de dos canales de salida controlables, cada uno independiente del otro. Se puede conectar un par de electrodos a cada canal de salida. El nivel de intensidad y los ajustes se controlan mediante botones.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MECANISMO:

- Canal: Dual, aislado entre canales
- Amplitud de pulso: Ajustable, pico de 0-100 mA en carga de 500 ohmios en cada canal.
- Forma de onda: pulso cuadrado bifásico asimétrico
- Fuente de energía: Una batería de 9 voltios.
- Tamaño: 11,8 cm (largo) x 6 cm (ancho) x 3,1 cm (alto)
- Peso: 157 gramos con batería.
- Modo: Seis modos TENS: B (ráfaga), N (normal), M (velocidad y ancho de modulación), S1 (ancho de modulación), S2 (ancho de modulación) y P Tres modos EMS: C (constante), S (sincrónico), A (alternativo)
- Indicador de batería baja: aparecerá un indicador de batería baja cuando la batería esté baja.