

DIODO Y ND YAG – DEPILACION Y ELIMINACION DE TATUAJES

El láser atraviesa la superficie de la piel para llegar a la raíz del folículo piloso; esta luz puede ser absorbida y convertida en un problema de folículos pilosos dañados por el calor, de modo que la pérdida de cabello se regenera sin dañar el tejido circundante.

Características:

- Proporciona menos dolor
- Fácil operación
- Tecnología más segura para la depilación permanente
- Lo mejor para la depilación rápida, segura, indolora
- También tiene función de rejuvenecimiento de la piel

Áreas: cara, brazos, axilas, pecho, espalda, bikini, piernas, etc.

Según el principio de absorción selectiva de la luz, la energía del láser es absorbida preferentemente por la melanina del cabello, y el cabello pierde su capacidad de regeneración. Durante el tratamiento, la exclusiva tecnología de enfriamiento dinámico de zafiro del sistema hace que la epidermis se anestesia en poco tiempo, para garantizar que la epidermis no se queme y lograr una depilación indolora, rápida y permanente

Descripción

Valoraciones (0)

Picosegundo utiliza la tecnología más avanzada para tratar afectaciones pigmentarias. A través de una energía rápida y poderosa, el pigmento en la piel se tritura más finamente y luego el principio de eliminación de tatuajes y manchas a través del principio del drenaje linfático. Por lo tanto, el proceso de tratamiento se acorta de las 10 veces originales a 2 o 3 veces, y la dermis no se daña, lo que reduce la posibilidad de efectos secundarios y aumenta la tasa de éxito de la operación.

- Producto incluye:

- 1 x Equipo Laser diodo con picosegundos tatuajes
- 2 x Manerales de tratamiento
- 1 x Manual de usuario

Longitud de onda láser

808nm

Frecuencia de trabajo

1–10Hz ajustable

Tamaño del punto

15*15mm

Potencia láser de semiconductores

300W

Potencia de entrada

1600W

Pequeña potencia láser de picosegundos

500W

Frecuencia

1-10Hz ajustable

Energía máxima de salida de pulso único

$\geq 1500\text{mJ}$

Longitud de onda láser

1064nm, 532nm, 755 opcional

Tamaño de pantalla

Pantalla táctil a color de 10,4 pulgadas

Temperatura del mango

-10–5 °C