

DR PEN M7 INHALAMBRICO PROFESIONAL

Especificaciones:

Modelo: Dr.pen

Motor de velocidad: Max 15000RMP

Material: cuerpo metálico púrpura

Velocidad: 5 niveles

Longitud de la aguja: 0,25mm

Tamaño: 147x24mm

Peso: 66G

Fuente de alimentación: batería recargable 1000mA

Certificado: CE, ISO13485

Ventaja:

1. Sin infección cruzada/consumibles de aguja desechables de una sola vez.
2. Velocidad más rápida que las aplicaciones manuales.
3. Tiempos de sesión cortos.
4. Rango ajustable: 0-2,5
5. Dolor mínimo
6. Pieza de mano ligera
7. Fácil de operar.
8. Consumibles de bajo coste
9. Usuario independiente.
10. Funcionamiento silencioso.