

## HIFU 22D MAX

Este avanzado dispositivo de belleza combina tecnologías **HIFU multilíneal (ultrasonido enfocado de alta intensidad)** y **Lipo con RF**.

**HIFU**, utiliza ultrasonido enfocado de alta intensidad para entregar energía profundamente en las capas de la piel, generando calor, que estimula la producción de colágeno, tensa la piel y levanta los contornos faciales.

**La tecnología RF Lipo Slim**, utiliza energía de radiofrecuencia para calentar las capas más profundas de la piel, mejorando el metabolismo de las grasas y estimulando aún más la regeneración de colágeno. La sinergia de estas dos tecnologías garantiza un tratamiento integral para el estiramiento de la piel, el contorno corporal y el antienvjecimiento.

El HIFU multilíneal (ultrasonido enfocado de alta intensidad) y la tecnología RF Lipo representan una combinación de vanguardia que enfoca la energía ultrasónica y de radiofrecuencia para ofrecer tratamientos efectivos para aplicaciones faciales y corporales. Al concentrar la energía vibratoria del ultrasonido y la radiofrecuencia a profundidades específicas, este dispositivo genera un alto calor (por encima de 60 °C), lo que lleva a la desnaturalización de las proteínas térmicas y la estimulación del colágeno.

La tecnología HIFU se dirige a la capa SMAS (Sistema Musculoaponeurótico Superficial) de la cara, que a menudo es la causa principal de la flacidez facial. A diferencia de los métodos tradicionales que requerían cirugía invasiva, este dispositivo permite un tratamiento no invasivo sin tiempo de inactividad, ofreciendo firmeza inmediata y efectos de ajuste. Los beneficios completos del tratamiento, incluida la mejora de la elasticidad de la piel y la reducción de la flacidez, se hacen más evidentes 2-3 meses después del tratamiento, ya que el calor estimula la producción de colágeno.

Si bien los dispositivos HIFU tradicionales han sido efectivos, esta nueva máquina multilínea HIFU y RF Lipo presenta características avanzadas que elevan aún más

### **Ventaja Técnica de 22D HIFU:**

- **Integración de tecnología Dual:** Este dispositivo combina los beneficios de Multi-Line HIFU y RF Lipo, ofreciendo una solución integral para abordar tanto la laxitud de la piel como los depósitos de grasa persistentes. HIFU sobresale en el levantamiento y estiramiento de la piel, mientras que RF Lipo es altamente eficaz en la reducción de grasa y modelado del cuerpo.

- **Tratamiento multiprofundidad:** El mango HIFU ofrece múltiples cartuchos de profundidad (1,5mm, 3,0mm, 4,5mm, 6,0mm, 8,0mm, 10,0mm, 13,0mm, 16,0mm, 18,0mm ), lo que permite un enfoque preciso de diferentes capas de la piel. El mango de RF ofrece una gama de opciones de profundidad (18,0; 16,0; 10,0; y de 6,0mm), mejorando su capacidad para tratar la grasa y el tejido profundo.
- **Área grande, tratamiento rápido:** El dispositivo admite emisión multilínea, con el mango HIFU capaz de entregar hasta 13 líneas por disparo y el mango RF hasta 18 líneas, mejora significativamente la eficiencia del tratamiento y reduce el tiempo requerido para cada sesión.
- **Modo espiral:** El mango de RF cuenta con un modo en espiral, lo que permite una distribución uniforme de la energía y resultados de tratamiento optimizados.
- **Tratamiento personalizable:** Con una variedad de cartuchos de profundidad y frecuencias para elegir, este dispositivo se puede adaptar para satisfacer las necesidades específicas de diferentes clientes, proporcionando una experiencia de tratamiento personalizada.