

MAGNETOTERAPIA ITECH PLUS

- 35 programas: 20 programas preestablecidos para el tratamiento de las patologías más comunes, 14 programas identificados por la frecuencia de trabajo (de 1 a 100 Hertz) y un programa Autoscan con variación continua de frecuencia para el tratamiento de tejidos blandos y duros en una misma sesión de terapia .
- MAG PLUS ofrece la posibilidad de almacenar hasta 10 memorias de usuario, eligiendo la frecuencia hasta 120 Hz, la intensidad y la duración de la terapia: un soporte óptimo para los profesionales que necesitan un programa específico para cada paciente.
- MAG 2000 permite configurar libremente la intensidad del campo magnético para todos los programas, con valores máximos de hasta 300 Gauss en las dos salidas (150 Gauss por salida). Potencia de funcionamiento 110-240V.
- Se suministra con banda elástica terapéutica con 3 solenoides, un par de solenoides profesionales y bolsa de transporte, fuente de alimentación y manual (GB, FR, IT, ES). Dimensiones de la luminaria: 200 x 47 x 69 mm.