

MAGNETOTERAPIA 500 GAUSS

INCLUYE:

- 1 Equipo de Magnetoterapia con 4 salidas – (11 Programas + 5 Memorias)
- 2 Aplicadores Planos (Solenoides)
- 1 kit de bandas elásticas de 60 milímetros y pasador para ajustar
- 1 Aplicador tunel con Aros de Alto Impacto de 27cm de diámetro (efectivos 24cm)
- Incluye Cable de Conexión
- 1 Manual en español
- 1 Imán para corroborar el funcionamiento del equipo.
- 1 transformador de 110v a 220v sirve en cualquier parte

El MFG-500 es un equipo generador de campo magnético totalmente digital.

Las patologías que vienen ya prefijadas son: Artrosis, Osteoporosis, Tendinitis, Fractura, Desgarro, Lesiones Nerviosas, Heridas, Dermatitis, Bursitis, Epicondritis, Osteomielitis.

También aparecerán en el listado de programas, las cinco memorias de usuario, estas van enumeradas como USER1, USER2, USER3, USER4, Y USER5.

Posee 4 salidas que permiten conectar tanto aplicadores tipo túnel como así también aplicadores planos, pudiendo funcionar todos en forma simultánea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MFG-500:

- Tensión de alimentación: 110-220 V – 50/60 Hz CON TRANSFORMADOR
- Equipo Clase I
- Consumo: 100 watts
- Potencia de Emisión: 500 gauss
- Frecuencia de Emisión: 5 a 100 hz (en pasos de 5hz)
- Controles: panel táctil
- Potencia: Variable Por Comando Digital
- Interfaz: Pantalla LCD-LED retroiluminada.
- Temporizador: Digital
- Gabinete: Plástico PBC
- Normas: IEC 60601.1 – Equipo Clase 1 – tipo BF
- Temperatura De Operación: 5°C a 40°C
- Temperatura De Almacenamiento: -40°C a 60°C
- Humedad: 10 a 80 % HR sin condensación
- Grado de Protección contra penetración de líquidos: IPX0
- Medidas: 33.5 x 11.5 x 27 cm. (ancho x alto x profundidad)