

MAGNETOTERAPIA CEC MINIMAG

- Portátil.
- 150 Gauss de potencia por canal independiente: 2 canales, 2 solenoides planos, pantalla táctil 5 pulgadas.
- Generador portátil de campo magnético de alta intensidad y baja frecuencia, para fisioterapia, deporte, reumatología y neurología, entre otras aplicaciones.
- Trabaja en modo continuo y pulsátil.
- Todos los beneficios de la magnetoterapia en versión maletín para atención domiciliaria.
- Pantalla táctil 5 pulgadas.
- 2 canales independientes.
- 2 solenoides planos.
- 8 programas.
- Regulación manual de parámetros.
- Frecuencia: 5 – 25 – 70 – 100 Hz.
- Potencia de 5 a 150 Gauss por canal independiente.