

¿En qué consiste la técnica Morpheus8?

Morpheus8 es una técnica que permite la **remodelación cutánea y subcutánea** con la aplicación de radiofrecuencia de una manera muy especial. También se puede utilizar para mejorar la epitelización de la piel y es apta tanto para tratamientos estéticos como para mejorar algunos procedimientos de Cirugía Plástica.

Cuando hablamos de remodelación cutánea y subcutánea solemos referirnos a pieles con problemas de flacidez y descolgamiento, aunque si presentaran arrugas también se beneficiarían de las sesiones con Morpheus8. Este tratamiento es ideal para mejorar cicatrices del acné, rejuvenecer la piel y cerrar poros.

Lo novedoso de Morpheus8 es la forma de **optimizar los beneficios de la Radiofrecuencia**. En lugar de aportar energía polarizada a través de la piel, los médicos podemos hacer que penetre de manera más profunda con una plantilla que puede tener, 12, 24 o 40 microagujas, las cuales pueden penetrar a diferentes profundidades (entre 0.5 mm y 7 mm, según la zona a tratar). La energía que aplicamos es regulable y la posibilidad de llegar a capas internas de la piel o al tejido subdérmico elimina la pérdida de energía disipada por el estrato córneo.

Para asegurar que no existe posibilidad de alergias, las microagujas poseen una cubierta de oro, mineral inerte donde los haya.

Zonas de aplicación

Al ser capaces de aplicar radiofrecuencia a diferentes profundidades, podemos tratar con los mejores resultados distintas partes de la cara y el cuerpo. En realidad, somos los profesionales médicos quienes hemos de elegir entre la adquisición de uno o más aparatos para llevar a cabo las sesiones de Morpheus8, pues existen cuatro modelos diferentes. Por este motivo, es posible que no todos los centros de Medicina Estética ofrezcan la gama completa de tratamientos que permite Morpheus8: una cosa es la técnica y otra diferente el aparataje disponible.

Las zonas a tratar con Morpheus8 donde los resultados son más interesantes en comparación con otros tratamientos estéticos son las siguientes:

- **Zona periorbitaria:** Con una piel especialmente fina y la proximidad de los ojos, no es posible aplicar en esta región todos los tratamientos *antiaging* no invasivos de los que disponemos, pero Morpheus8 sí. La combinación de las micropunciones con la energía de la Radiofrecuencia actúan de forma significativa para estimular la síntesis de colágeno y elastina, pero también mejorar el drenaje y el aspecto de las bolsas en los ojos si las hubiera. El resultado es una mirada más joven y más descansada.
- **Zona nasolabial, pómulos y mentón:** Donde lo que se trata en primer lugar es el descolgamiento de la piel debido al envejecimiento o a una pérdida brusca de peso. Recuerda que la radiofrecuencia es una de las opciones para disminuir una papada incipiente sin recurrir a la cirugía.
- **Abdomen, brazos, muslos y glúteos:** Prácticamente, podemos tratar cualquier zona del cuerpo donde la piel necesite recobrar elasticidad, con un efecto anticelulítico y drenante adicional.

★ Múltiples cabezales de tratamiento

Diseño de doble mango, en combinación con un pedal, para un tratamiento más preciso y profesional.

Varias especificaciones de sonda: 12PAGS, 24PAGS, 40PAGS, y cabeza de nanocrystal, de un solo uso para su tranquilidad.

- 12PAGS: Adecuado para rincones muertos o áreas de tratamiento más pequeñas.
- 24PAGS: Adecuado para cara y cuello..
- 40PAGS: Adecuado para zonas del cuerpo., para tratamientos de tejidos más grandes y profundos.
- Cabeza de nanocrystal: Para infusión, levantamiento, y apretando