

NEBULIZADOR FOLEE

- Capacidad de Nebulización: 6 ~ 8 lpm.
- Máxima Tasa de nebulización: 0,2 ml/min.
- Tamaño de la partícula: 0.5 a 10 μm .
- Tamaño medio de partícula: 4 μm .
- Velocidad del Flujo de la Bomba: ≥ 10 L/min.
- Presión de salida: ≥ 0.15 Mpa.
- Ruido: ≤ 65 Db.
- Potencia de consumo: 180VA.
- Dimensiones (mm): 300 x 180 x 115.
- Peso: 2.1 Kg.
- Alimentación: 220V / 60 Hz.