

OXIMETRO DIGITAL RIESTER

Marca: Riester

Modelo: RI-FOX N

Fabricación: Alemana

Oxímetro de pulso Riester ri-fox N – Para la medición rápida y precisa del pulso y SpO2 para adultos y niños en solo cuestión de segundos.

Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad. Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo).

Apagado automático a los 8 segundos.

Especificaciones Técnicas del oxímetro de pulso Riester:

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado
- Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo
- Iluminación intensa de la pantalla LED para una buena visibilidad
- Duración de las pilas de 30 horas aprox. (en servicio continuo)
- Apagado automático a los 8 segundos
- Área de medición SpO2: 70%-100%
- Resolución SpO2 : 1%
- Exactitud de medición: 70%-100%: +/- 2%
- Área de medición pulso: 30-235bpm
- Resolución pulso: 1bpm
- Exactitud de medición pulso: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/-2%
- Pantalla LED (SpO2, pulso, señal de pulso, indicación visual por pilas flojas)

Ambiente:

- Temperatura de funcionamiento: 5°C – 40°C (41°F – 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C – 55°C (-4°F – 131°F)
- Humedad atmosférica de funcionamiento: humedad <= 80%, ninguna condensación
- Humedad atmosférica de almacenamiento: <=93%, ninguna condensación
- Suministro eléctrico: 2 pilas AAA alcalinas tipo LR03
- Vida útil de pilas: 30 horas aprox.
- Dimensiones: 66 x 39 x 32 mm (2.60 x 1.54 x 1.26 in)