

## PRESOTERAPIA CUERPO COMPLETO

El **aparato de presoterapia**, indispensable para llevar a cabo esta práctica, se compone de una unidad central de control que introduce el aire en los accesorios o piezas que forman parte del traje que cubre el cuerpo del paciente durante la sesión. Estos elementos están elaborados a partir de un material de doble pared, la cual se compone de una cámara hinchable.

El funcionamiento mecánico del **aparato de presoterapia** ha logrado reemplazar las técnicas manuales de drenaje linfático por un proceso que genera un efecto más eficiente en el tratamiento y una mayor sensación placentera.

El **equipo de presoterapia**, como mencionamos anteriormente, funciona, principalmente, por la presión ejercida por el aire que circula a través del traje especial.

El tratamiento en sí consiste en introducir las piernas y brazos en una especie de botas y mangas, que seguro habrás visto con anterioridad si estás familiarizado con los [tratamientos para eliminar la celulitis](#). En tanto, el abdomen es recubierto con una faja abdominal que ayuda a complementar el traje.

### **Funcionamiento**

Como ya lo mencionamos, este tratamiento es muy similar a un drenaje linfático manual. Sin embargo, en este proceso el masaje se administra a través de **aparatos que estimulan la circulación** del cuerpo y del sistema linfático aplicando la cantidad correcta de presión en cada momento.

Esto es posible gracias a que el **equipo de presoterapia** bombea el aire a través de diferentes mangueras hacia cada celda o cámara hinchable de las distintas piezas del traje que cubre el cuerpo del paciente.

Esta cámara se hincha y se deshincha continuamente a medida que el aire ingresa a presión a través del compresor, lo que genera la sensación de bienestar así como otros efectos positivos a nivel estético.