

EMS SLIM SCULPT

- RF + Onda electromagnética focalizada de alta energía
- 4 almohadillas EMS de funcionamiento
- No invasivo, sin dolor, sin efectos secundarios
- Tonificación muscular+ Quemagrasas

Principio de funcionamiento

La máquina EMSlim emplea un enfoque de doble acción para mejorar la firmeza de la piel y reducir la grasa subcutánea. En primer lugar, utilizando la radiofrecuencia (RF), calienta uniformemente la zona de tratamiento, elevando rápidamente la grasa subcutánea a la temperatura deseada. Este proceso no sólo favorece el estiramiento de la piel, sino que también contribuye a la disolución de la grasa.

Al mismo tiempo, el aparato emplea ondas electromagnéticas focalizadas de alta energía para realizar un entrenamiento muscular intensivo. Esta estimulación induce una expansión y contracción continuas de los músculos, remodelando eficazmente la estructura muscular interna. El proceso genera nuevas cadenas de proteínas y fibras musculares, aumentando la densidad y el volumen muscular. Simultáneamente, la alta concentración de ácidos grasos provoca la apoptosis de las células adiposas. Este enfoque innovador logra un doble efecto de construcción muscular y reducción de grasa, ofreciendo resultados integrales de escultura corporal.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Intensidad: 0-15 tesla

Potencia: 3000 w

Frecuencia: 10 – 150 hz

Cabezales: 4 manubrios

Mango de tratamiento: 2 mangos para cuerpo, 2 mangos para brazo

Modos de trabajo: 5 modos

Frecuencia de pulso: 300 us

Pantalla: 10 pulgadas