

TENS + EMS + IF + RUSA TWIN STIM PLUS 3ERA EDICION

Sus Características:

- Es un dispositivo portátil fácil de operar para el manejo del dolor
- Aumenta la circulación sanguínea local y relaja los espasmos musculares
- Reduce la inflamación y el edema
- Dispone de corrientes: TENS y EMS, Interferencial y Rusa,
- Este dispositivo cuenta con cuatro canales de salida,
- Controles de intensidad independientes por canal.
- Los controles de intensidad están protegidos con una tapa a modo de evitar cambios accidentales.
- Modo de TENS Burst, Normal, Modulado, SD1, SD2
- Modo de EMS Constante, Sincronizado, Alternado
- Interferencial: Normal, M (Modulacion) y M1 (Modulacion 1)
- Rusa: Normal, M (Modulacion) y M1 (Modulacion 1)
- Tiempo de Contracción EMS: 1 a 90 segundos (ajustable de 1 en1)
- Tiempo de Relajación EMS: 1 a 90 segundos (ajustable de 1 en1)
- Temporizador: 1 a 60 minutos y continuo.

Datos Técnicos:

- Canales: 4
- Electrodo 8 autoadhesivos de 40 x 40 mm.
- Alimentación 4 pilas AA y Adaptador de corriente.
- Onda bifásica pulso cuadrado
- 5 modos TENS: burst, normal, modulado, SD1 y SD2
- 3 modos EMS: constante, sincrónico y alternado
- 3 modos IF: normal, modulado 1 y modulado 2
- 3 modos RUSA: normal, modulado 1 y modulado 2
- 4 canales independientes
- 2 temporizadores de 1 – 60 minutos y continuo
- Frecuencia:
 - TENS/EMS: 2 – 150 Hz
 - IF: 4000 – 4150 Hz
 - RUSA: fija 2500 Hz; burst: 20 – 80 Hz
- Ancho de pulso: 50 – 300 μ s
- Rampa: 1 – 8 segundos
- Dimensiones del Twin Stim Plus 3ed. : 13cm * 7.5cm * 2cm