

TENS 7000

La unidad TENS 7000 es el dispositivo preferido de los fisioterapeutas y médicos para aliviar el dolor.

CÓMO FUNCIONA: La unidad TENS envía impulsos de estimulación cómodos a través de la piel que estimula el nervio en el área de tratamiento, actuando como un masajeador eléctrico y calmando el nervio.

El tratamiento se puede administrar bajo demanda o mediante sesiones de terapia programadas de hasta 60 minutos.

En muchos casos, esta estimulación proporcionará alivio inmediato del dolor. El alivio del dolor varía por individuo y por el tipo de dolor en el que se encuentra.

El TENS 7000 viene completo con:

- La Unidad TENS 7000 TENS
- Dos (2) pares de cables de plomo
- Cuatro (4) paquetes de almohadillas reutilizables TENS (electrodos)
- Una (1) batería de 9 voltios
- Manual de instrucciones de la guía de inicio rápido
- Estuche rígido

La unidad TENS está equipada con cinco (5) potentes modos de operación de terapia TENS

para combatir el dolor de espalda, dolor de cuello, dolor en las articulaciones o como un relajante muscular.