

US 1000 (SONO 1000)

ULTRASONIDO US1000 3rd GENERATION

Dispositivo de alivio de dolor y recuperación muscular que mediante la estimulación por medio de pulsos de ondas de sonido a baja frecuencia, proporciona un alivio inmediato y duradero del dolor muscular de forma no invasiva y sin medicación.

Trabaje con vibraciones ligeras, intermedias y fuertes según lo requiera el tratamiento del paciente. El indicador led le mostrará con su color en qué modo de intensidad se encuentra.

– Intensidad baja: Las vibraciones ligeras serán representadas con el led color verde. Su potencial de salida es 0.1 W/cm² – 8%

– Intensidad media: Las vibraciones intermedias + atomización y son representadas por el led color naranja. Su potencial de salida es 0.24 W/cm² – 14%

– Intensidad alta: Las vibraciones fuertes + atomización son representadas con el led color rojo. Su potencial de salida es 0.47 W/cm² – 29%