

US 2000 (SONO 2000)

ULTRASONIDO US2000

Es un dispositivo terapéutico que genera profundas ondas ultrasónicas en los tejidos del cuerpo para el tratamiento del dolor, espasmos musculares, contracturas en las articulaciones, etc.

Trabaje con vibraciones ligeras, intermedias y fuertes según lo requiera el tratamiento del paciente. El indicador led le mostrará con su color en qué modo de intensidad se encuentra.

– Intensidad baja: Las vibraciones ligeras serán representadas con el led color verde. Su potencial de salida

es 0.1 W/cm^2 – 8%

– Intensidad media: Las vibraciones intermedias + atomización y son representadas por el led color naranja.

Su potencial de salida es 0.24 W/cm^2 – 14%

– Intensidad alta: Las vibraciones fuertes + atomización son representadas con el led color rojo. Su potencial de salida es 0.47 W/cm^2 – 29%